

Bionic Buttonhole Kanüle



Die sanfte Punktion

Neben den bekannten Vorzügen der Bionic-Dialysekanülen, wie der sinnreichen Formgebung des Bionic Kanülenhalters, der Silikonisierung, dem niedrigen Strömungswiderstand und der von Bionic entwickelten schlitzförmigen Öffnung, bietet die Bionic Buttonhole Kanüle die perfekte Balance zwischen spitzer und stumpfer Kanüle.

Diese speziell für die Buttonhole Technik (Knopflochpunktion) entwickelte Kanüle ist eine sinnvolle Alternative vor allem für Heimdialysepatienten und Patienten, die sich selbst punktieren.


Perfekte Balance – die Bionic Buttonhole Kanüle



Die perfekte Balance zwischen spitzer und stumpfer Kanüle speziell für die Buttonhole Technik (Knopflochpunktion).



Drehflügel und farbige Anschliffmarkierungen für die optimale Punktion.



Federleichte Schlauchklemmen in Blau und Rot bieten besondere Sicherheit.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Funktionelle Formgebung des Kanülenhalters
- Drehflügel und Markierung der Anschlifföffnung
- Integrierte farbcodierte Schlauchklemmen
- Spezielle Mikroaufrauung des Luer-Lock-Adapters

Bestellinformationen für Bionic Buttonhole Kanülen

Kanülenmaß Ø	Ø x Länge	Flügelfarbe	Bestellnummer
16 G	1,6 x 20 mm		646-AGAM-BH
16 G	1,6 x 20 mm		646-VGAM-BH
16 G	1,6 x 25 mm		656-AGAM-BH
16 G	1,6 x 25 mm		656-VGAM-BH
15 G	1,8 x 20 mm		846-AGAM-BH
15 G	1,8 x 20 mm		846-VGAM-BH
15 G	1,8 x 25 mm		856-AGAM-BH
15 G	1,8 x 25 mm		856-VGAM-BH
14 G	2,0 x 20 mm		046-AGAM-BH
14 G	2,0 x 20 mm		046-VGAM-BH
14 G	2,0 x 25 mm		056-AGAM-BH
14 G	2,0 x 25 mm		056-VGAM-BH

A = arteriell mit Schlitz, Klemme rot V = venös ohne Schlitz, Klemme blau Schlauchlänge 30 cm

