

Das mobilisierende Seitengittersystem „VGS“



Die vertikal verstellbaren Seitengitter sind platzsparend sowie äußerst stabil und sehr edel.



4 Höhenpositionen sorgen für maximale Flexibilität und Sicherheit für Ihre Patienten.



Die Seitengitterposition 2 – „kognitiver Rausfall-schutz“ – bietet eine leichte, spürbare Randbegren-zung, die aber nicht am Ein- und Aussteigen hindert.



Die Transferposition ermöglicht den optimalen Ein- und Ausstieg mit Mobilitätshilfe durch das aufgestellte Seitengitter kopfseitig.

Technische Daten:

Abmessungen

Gesamtbreite	104 cm
Gesamtlänge	220 cm
Bettverlängerung	20 cm
Liegefläche	200 x 90 cm
Höhe der Seitengitter	39 cm
Gesamtgewicht	ca. 120 kg

Elektrische Kennwerte

Schutzklasse	II
Schutzart	IPX 6
Entsprechend	EN 60601
Motoren	4

Verstellmöglichkeiten

Rückenteilwinkel	71 °
Beinteilwinkel	43 °
Höhenverstellung, ab Liegeflä-cherahmen	36 - 86 cm

Sicherheit

Sichere Arbeitslast	250 kg
Patientengewicht max.	185 kg
Winkel Schockposition	– 14°

Die abgebildeten Betten enthalten Sonderausstattungen. Sonderausstattungen und Auflagen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Kopf- und Fußteil sind in der Farbe Birkengrau ausgeführt.

Hersteller: Betten Malsch GmbH, Rohbergstr. 9, 36208 Wildeck
Vertrieb durch:



Bionic Medizintechnik GmbH ... a JMS-corporation · Max-Planck-Straße 21 · D-61381 Friedrichsdorf/Germany Telefon: +49(0)6172-75760 · Fax: +49(0)6172-757610 · info@bionic-jms.com · www.bionic-jms.com

Technische Änderungen vorbehalten
B-MOB/MAD/03 2025-2

Das Dialysebett - Sicherheit und Komfort im ansprechenden Design



Optional:
Matratze in 80 cm
verfügbar



Das IMPULSE 300 KL Dialysebett – funktional für professionelle Anwender, sicher und hochwertig



Die Komfort-Position ermöglicht eine aufrechte Sitzhaltung zur Verbesserung der Vitalfunktion.



Die Ruheposition bietet eine bequeme Einstiegshöhe und erleichtert die Mobilisierung des Patienten.



Die Schockposition kann über eine Programmautomatik eingeleitet werden. Die Bettfronten sind leicht abnehmbar.



In der richtigen Arbeitshöhe kann das Pflegepersonal den Patienten in ergonomischer Position versorgen.

Das Dialysebett Impulse 300 KL bietet ein Höchstmaß an Flexibilität und Sicherheit. Durch eine intuitive Bedienung und sinnvolle Funktionen wird das medizinische Team nachhaltig entlastet. Der Einsatz hochwertiger Materialien gewährleistet eine hervorragende Stabilität bei geringem Eigengewicht.

Die speziell entwickelten ABS Kunststoff-Formteile der Liegefläche sorgen für eine gute Belüftung der Matratze und lassen sich zur hygienisch einwandfreien Reinigung und Desinfektion werkzeuglos entnehmen. Die Oberflächen sind leicht desinfizierbar und selbst gegenüber sauren Reinigungsmitteln langfristig beständig.

Durch das Niedervolt-Antriebssystem wird die Bettsteuerung mit lediglich 35 V versorgt, so dass hohe Spannungen in Patientennähe vermieden werden. Mittels integriertem Akku kann das Bett auch im mobilen Betrieb oder bei Stromausfall elektrisch betrieben werden.

Bodenwaagen können durch den geringen Achsabstand von 1325 mm sicher genutzt werden und die leichtgängigen, antistatischen Doppellaufrollen mit 150 mm Durchmesser erleichtern das Manövrieren auch in engen Räumen. Ebenso hält die stufenweise einstellbare, integrierte Bettverlängerung den Platzbedarf so gering wie möglich.

Der Patientenhandschalter mit integrierter Sperrfunktion ist intuitiv bedienbar. Zusätzlich kann das medizinische Team alle Positionen, inklusive CPR- und Schock-Automatik, direkt über das praktische Bedienteil am Fußende steuern. Mittels Sperrtaste können Funktionen gezielt für den Handschalter des Patienten deaktiviert werden.

Die hochwertigen und eleganten Seitengitter ermöglichen alle Einstellungen zur Sicherung, Orientierung des Patienten und sogar zur einfachen Mobilisierung beim Aussteigen. Das vertikal verstellbare geteilte System „VGS“ ist besonders leicht bedienbar und platzsparend.



Das Personal-Bedienteil am Fußende des Bettes bietet erweiterte Stellmöglichkeiten, wie z.B. Schock- oder CPR-Position. Die simultane Bedienung spart dabei Zeit.



Das Bedienteil für das medizinische Team kann platzsparend in die Bettzeuglade integriert werden.



Der optional erhältliche zweite Handschalter ermöglicht die direkte Verfügbarkeit - rechts und links - ohne Umbau. Zusätzlich ist eine Halterung zur besseren Erreichbarkeit verfügbar.



Der Patientenhandschalter ist durch die klare Symbolik intuitiv bedienbar. Die Sperrung einzelner Funktionen ist über das Personal-Bedienteil möglich.



Mittels Schnellentriegelung lässt sich die Liegefläche in sekundenschnelle werkzeuglos in zwei Stufen (+10 cm / +20 cm) erweitern.



Im ausgezogenen Zustand bleiben alle Bettfunktionen nutzbar. Eine Matratzenverlängerung für die Erweiterung um 20 cm erhalten sie auf Wunsch.